



SCHIRMHALTERUNG

Umbrella holder

Porte-parapluie

Parapluhouder

CE

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Montage	3
Winkelverstellung	4
Öffnung des Schirms	4

Table of contents

Scope of delivery	5
Assembly	5
Angle adjustment	6
Opening the umbrella	6

Sommaire

Réception de la livraison	7
Assemblée	7
Réglage de l'angle	8
Ouverture du parapluie	8

Inhoudsopgave

Inbegrepen bij levering	9
Inbouw.....	9
Hoek instellen	10
Paraplu openen	10

Lieferumfang



Montage


Vormontage der Halterung

Benötigt werden:



1 x	Schelle A (20 mm)
1 x	Befestigungswinkel K
1 x	Sterngriff J
1 x	Schraube G
1 x	Schraube H
1 x	Mutter I

Montieren Sie die Schelle mit Hilfe der beiden Schrauben an den Befestigungswinkel. Die Größe der Schelle kann an der Innenseite der Schelle abgelesen werden.



Montage am Rollator mit Rundrohr


Benötigt werden:

1 x	Schelle A
2 x	Schraube B

Messen Sie den Durchmesser des Rundrohrs und wählen Sie die passende Schelle A aus. Die Größe der Schelle kann an der Innenseite der Schelle abgelesen werden.


Befestigen Sie die vormontierte Halterung (siehe Vormontage Halterung) mit Hilfe der Schelle und den

Schrauben B am Rohr des Rollators.



Montage am Rollator Nitro (Rahmen-Montage)

Benötigt werden:



1 x	Schelle C (Auskerbung im Loch)
2 x	Schraube E
2 x	Schutzhülse F

Montage am Rollator Nitro (Schiebegriff-Montage)


Benötigt werden:



1 x	Schelle C (Auskerbung im Loch)
2 x	Schraube D
2 x	Schutzhülse F

Stecken Sie die Schrauben durch die Schelle (1) und stülpen Sie die Schutzhülse (2) über die Schrauben.

Befestigen Sie nun die vormontierte Halterung (siehe Vormontage Halterung) mit Hilfe der Schelle am Rohr des Rollators. (3)



Befestigung des Schirms an der Schirmhalterung

Lösen Sie die Sterngriffschraube J leicht und stecken Sie Schirmhalterung L in die Schelle. Mit Hilfe des Clip M können Sie die gewünschte Höhe einstellen, indem Sie Clip M in die Schirmhalterung L stecken (Clip M muss oberhalb der Schelle platziert sein). Ziehen Sie die Sterngriffschraube J wieder an.

Stecken Sie den Regenschirm in die Schirmhalterung L und fixieren Sie diesen mit Hilfe der Verbindungsschraube N.



Wichtig: Die Durchgangslöcher müssen sich in einer Linie befinden.

Winkelverstellung

Zur Winkelverstellung Knopf drücken und gedrückt halten. Dann die gewünschte Neigung einstellen und Knopf los lassen. Der Knopf muss hör- und sichtbar einrasten.



Öffnung des Schirms

Schirmhülle entfernen. Zum Öffnen den Knopf am unteren Ende der Stange drücken. Der Schirm öffnet sich automatisch. Zum Schließen den Schieber wieder nach unten ziehen. Bei Bedarf Schirmhülle überziehen (Schirm muss trocken sein).



Scope of delivery



Assembly


Preassembly of the holder:

The following are needed:



1 x	mounting clamp A (20 mm)
1 x	mounting bracket K
1 x	star grip J
1 x	screw G
1 x	screw H
1 x	nut I

Mount the clamp onto the mounting bracket using both screws. The size of the clamp can be read on the inside of the clamp.




Assembly on the rollator with round tube:

The following are needed:

1 x	mounting clamp A
2 x	screw B

Measure the diameter of the round tube and select the appropriate clamp A. The size of the clamp can be read on the inside of the clamp.



Assembly on Nitro rollator (frame assembly):

The following are needed:



1 x	mounting clamp C (Notch in the hole)
2 x	screw E
2 x	protective sleeve F

Assembly on Nitro rollator (push handle assembly):


The following are needed:



1 x	mounting clamp C (Notch in the hole)
2 x	screw D
2 x	protective sleeve F

Insert the screws through the clamp (1) and put the protective sleeve (2) over the screws.

Now secure the pre-assembled holder (see Pre-assembly of the holder) using the clamp to the tube of the rollator.



Securing the umbrella to the umbrella holder:

Slightly loosen star screw J and insert umbrella holder L into the clamp. Using clip M, you can adjust the desired height by inserting clip M into umbrella holder L (clip M must be positioned above the clamp). Tighten star screw J again.

Insert the umbrella into umbrella holder L and secure it using connecting screw N.



Important: The clearance holes must be aligned.

Angle adjustment

To adjust the angle, press the button and hold it down. Then adjust the desired angle and release the button. The button must audibly and visibly snap into place.



Opening the umbrella

Remove umbrella cover. To open, press the button on the lower end of the rod. The umbrella opens automatically. To close, pull the slider back down. Cover the umbrella cover if necessary (the umbrella must be dry).



Réception de la livraison



Assemblée

Prémontage du support :


Nécessaire :



1 x	bride de fixation A (20 mm)
1 x	support de fixation K
1 x	poignée étoile J
1 x	visser G
1 x	visser H
1 x	écrou I

Monter le collier au moyen des deux vis sur l'équerre de fixation.

La taille du collier est indiquée sur son côté intérieur.




Montage sur le rollator avec tube rond :

Nécessaire :

1 x	bride de fixation A
2 x	visser B

Mesurer le diamètre du tube rond et sélectionner le collier A approprié. La taille du collier est indiquée sur son côté intérieur.



Montage sur le rollator Nitro (montage sur châssis) :

Nécessaire :



1 x	bride de fixation C (encoche dans le trou)
2 x	visser E
2 x	fourreau de protection F

Montage sur le rollator Nitro (montage de la poignée à pousser) :


Nécessaire :



1 x	bride de fixation C (encoche dans le trou)
2 x	visser D
2 x	fourreau de protection F

Passer les vis à travers le collier (1) et enfoncer les capuchons de protection (2) sur les vis.

Fixer le support prémonté (voir « Prémontage du support ») à l'aide du collier sur le tube du rollator.

**Fixation du parapluie sur le porte-parapluie :**

Desserrer légèrement la vis à poignée étoile J et insérer le porte-parapluie L dans le collier. La hauteur souhaitée peut être réglée à l'aide de la pince M. Pour cela, insérer la pince M dans le porte-parapluie L (elle doit être placée au-dessus du collier). Resserrer ensuite la vis à poignée étoile J.

Insérer le parapluie dans le porte-parapluie L et le fixer au moyen de la vis N.



Important : Les trous de passage doivent être alignés.

Réglage de l'angle

Pour régler l'angle, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé. Régler l'inclinaison souhaitée et relâcher le bouton. On doit entendre et voir le bouton se bloquer.

**Ouverture du parapluie**

Enlever la housse du parapluie. Pour ouvrir le parapluie, appuyer sur le bouton dans le bas du manche. Le parapluie s'ouvre automatiquement. Pour fermer le parapluie, tirer la glissière vers le bas. Si nécessaire, remettre la housse (le parapluie doit être sec).



Inbegrepen bij levering



Inbouw

Voormontage van de houder:


Benodigheden:



1 x	montageklemme A (20 mm)
1 x	montagebeugel K
1 x	stergreepmoer J
1 x	schroef G
1 x	schroef H
1 x	moer I

Monteer de klem met behulp van de twee schroeven aan de bevestigingshoek.

De grootte van de klem kan aan de binnenzijde van de klem worden afgelezen.




Montage aan de rollator met ronde buis:

Benodigheden:

1 x	montageklemme A
2 x	schroef B

Meet de diameter van de ronde buis en selecteer de passende klem A. De grootte van de klem kan aan de binnenzijde van de klem worden afgelezen.



Montage aan de rollator Nitro (frame-montage)

Benodigdheden:



1 x	montageklemme C (uitsparing in gat)
2 x	schroef E
2 x	beschermhoes F

Montage aan de rollator Nitro (duwgriep-montage)


Benodigdheden:



1 x	montageklemme C (uitsparing in gat)
2 x	schroef D
2 x	beschermhoes F


Steek de schroeven door de klem (1) en stulp de beschermhuls (2) over de schroeven.

Bevestig nu de voormonteerde houder (zie voormontage houder) met behulp van de klem aan de buis van de rollator.

**Bevestiging van de paraplu aan de parapluhouder:**

Draai de stervormige schroef J iets los en steek parapluhouder L in de klem. Met behulp van de clip M kunt u de gewenste hoogte instellen door clip M in de parapluhouder L te steken (clip M moet boven de klem zijn geplaatst). Draai de stervormige schroef J weer vast.

Steek de paraplu in de parapluhouder L en zet deze met behulp van de verbindingsschroef N vast.



Belangrijk: De doorvoergaten moeten in één lijn liggen.

Hoek instellen

Als u de hoek wilt instellen, houdt u de knop ingedrukt. Stel de gewenste hoek in en laat de knop los. De knop moet hoor- en zichtbaar vastklikken.

**Paraplu openen**

Verwijder de hoes van de paraplu. Als u de paraplu wilt openen, drukt u op de knop onder aan de stang. De paraplu wordt automatisch geopend. Als u de paraplu wilt sluiten, trekt u de schuif weer naar onderen. Trek desgewenst de hoes weer over de paraplu (de paraplu moet dan wel droog zijn)



Ihr Fachhändler:



drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 08.12.2020
Version: MDR-1.0

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Germany
T +49 7562 9724 0 • **F** +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de