

# NITRO GLIDE



## Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Konformitätserklärung.....	3
Lebensdauer .....	3
Entsorgung .....	3
Typenschild.....	3
Wiedereinsatz .....	3
Gewährleistung .....	3
Teile des Produkts.....	4
Indikation.....	5
Lieferumfang .....	5
Sicherheitshinweise .....	5
Montage .....	6
Höheneinstellung .....	6
Kniepolster.....	6
Einstellung der Vorderachsen .....	6
Einstellung Bremse.....	7
Bremsen   Parken.....	7
Falten/ Transportieren/ Verstauen.....	7
Technische Daten .....	7

## Vorwort

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Drive DeVilbiss entschieden haben.

Das Design, die Funktionalität und die Qualität dieses Produktes werden Sie nicht enttäuschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Drive DeVilbiss-Fachhändler, der Ihnen das Produkt geliefert hat.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung. Die aktuellste Bedienungsanleitung ist als PDF online abrufbar oder kann beim Kundenservice angefordert werden.

Hierbei können vergrößerte Formate für sehbehinderte Personen dargestellt werden. Blinde Patienten müssen durch ihre Begleitperson eingewiesen werden. Reparaturen sowie einige Einstellungen erfordern eine spezielle technische Ausbildung und müssen daher vom Sanitätsfachhandel vorgenommen werden.

## Konformitätserklärung

Für das beschriebene Produkt erklärt die DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745.

## Lebensdauer

Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von einer Produktlebensdauer von fünf Jahren aus, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.


Diese Lebensdauer kann deutlich überschritten werden, wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik keine technischen Grenzen ergeben.

Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen. Die Festlegung der Lebensdauer durch unser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

## Entsorgung

Sollten Sie das Produkt nicht mehr benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder bringen Sie das Produkt zu Ihrer lokalen Entsorgungsstelle.

## Typenschild



1 Artikelnummer | 2 Artikelbezeichnung | 3 Hersteller | 4 Seriennummer | 5 UDI-Code | 6 Max. Belastung | 7 Gebrauchsanweisung beachten | 8 Medizinprodukt | 9 Produktionsdatum (Jahr-Monat).

## Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Das Produkt muss durch den Fachhandel überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Erhältliches Zubehör finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de)

## Gewährleistung

Für das von uns gelieferte Produkt beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab Kaufdatum. Sofern nachweislich ein Werkstoff- bzw. Herstellungsfehler vorliegt, werden schadhafte Teile kostenlos ersetzt.

Verschleißteile werden im Allgemeinen während der normalen Garantiezeit nicht gedeckt, es sei denn, die Artikel benötigen eine Reparatur oder einen Ersatz, die als eine eindeutige direkte Folge eines Herstellungs- oder Materialfehlers notwendig wurden.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.

## AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG

Verschleißteile sind (unter anderem):  
Räder, Bremsen und Handgriffe

## Teile des Produkts



## NITRO GLIDE

- |                                       |                                      |                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Handgriff                          | 4. Kniepolster                       | 8. Korb                           |
| 2. Bremsgriff                         | 5. Verriegelung der Kniepolster Höhe | 9. Korb Befestigung               |
| 3. Feststellschraube für Schiebegriff | 6. Scheibenbremse                    | 10. Vorderradachsen Einstellknopf |
|                                       | 7. Faltmechanismus Verriegelung      | 11. Lenkräder                     |
|                                       |                                      | 12. Hinterräder                   |

## Zweckbestimmung

Die Gehhilfe dient zum Behinderungsausgleich für Personen mit chronischen oder temporären Funktionseinschränkungen an Fuß, Sprunggelenk und/oder distalem Unterschenkel. Bei diesen Gehhilfen handelt es sich um Produkte aus Rohrrahmen, die vier Vollgummiräder aufweisen. Diese Gehhilfen sind so gestaltet, dass der Anwender die erkrankte Extremität auf das dafür vorgesehene Polster ablegen und entlasten kann. Mit dem gesunden Bein erfolgt die sichere Mobilisierung sowohl im häuslichen als auch im Außenbereich. Diese Gehhilfen verfügen über Bremssysteme, die über Bowdenzüge, betätigt durch Handgriffe, wirken. An einigen Produkten befinden sich Vorrichtungen bzw. Körbe zur Aufnahme von Lasten und Gegenständen, die zusammen mit diesen Gehstellen transportiert werden können. Für den Transport sind diese Gehhilfen faltbar und zur Größenanpassung sind die Handgriffe und das Kniepolster höhenverstellbar.

## Indikation

Fußentlastungsrollator, das als Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich für Personen mit Funktionseinschränkungen an Fuß, Sprunggelenk und/oder distalem Unterschenkel dient. Der Unterschenkel der erkrankten Extremität wird auf gepolsterten Knieauflage des Produktes abgelegt. Während die Hände den Lenker umgreifen, wird der Nitro Glide in der Schwungphase durch eine Abstoßbewegung des gesunden Beines in eine rollende Bewegung überführt, während das Körpergewicht auf dem Kniepolster lastet.

## Kontraindikation

Die Verwendung des Rollators ist nicht gezeigt bei:

- Gleichgewichtsstörungen
- Beeinträchtigung beider unteren Extremitäten
- Akute Thrombose des betroffenen Beines
- Belastungseinschränkungen des Kniegelenks
- Floride Wundinfekte des betroffenen Beines
- Schwere Polyneuropathie mit Beeinträchtigung der Sensibilität am Unterschenkel und Kniegelenk der betroffenen Extremität
- Bei Polytrauma beider unterer und oberer Extremitäten

## Lieferumfang

1 x	Fußentlastungsrollator
1 x	Korb
1 x	Kniepolster
1 x	Gebrauchsanweisung

## Sicherheitshinweise


- Rollator nur als Gehhilfe verwenden!
- Rollator nur auf ebenem und festem Untergrund verwenden.
- Rollator darf nicht als Sitz in Fahrzeugen wie z.B. Bus und Bahn verwendet werden!
- Es ist untersagt, sich auf den Rollator zu stellen oder eine Person oder Tiere auf dem Rollator zu befördern.
- Beachten Sie das zugelassene Maximalgewicht des Benutzers. Diese Angabe finden Sie in den technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung sowie auf dem Typenschild.
- Den Korb nur für kleine, leichte, weder spitze noch heiße Gegenstände verwenden.  
**Max. Belastung: 5,0 kg**
- Den Korb nur für den Transport von Gegenständen verwenden und nicht überladen! **Max. Belastung: 5,0 kg**
- Der Gebrauch auf Rolltreppen o.ä. ist ausdrücklich untersagt!
- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe – **Kippgefahr!**
- Benutzen Sie auf abschüssigen Wegen die Betriebsbremse.
- Bei zu starkem Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach vorne kippen.
- Beim Zusammen-/Auseinanderklappen des Rollators können Kleidungs- und Körperteile eingeklemmt werden.
- Schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.
- Produktteile können sich aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Rollator unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind. Bitte überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Bremsen!
- Stellen sie vor dem Benutzen des Rollators sicher, dass die Faltsicherung einwandfrei verriegelt ist.
- Schrauben am Rollator regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!
- Die Bremswirkung kann durch die Abnutzung der Reifen beeinträchtigt werden. Deshalb Bremswirkung und Reifen regelmäßig prüfen.
- Der Rollator soll **NICHT** am Sitz, an abnehmbaren Teilen oder den Bremsseilen getragen werden.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist und gemeldet werden.

## Montage

Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton.

**1.** Richten Sie die Lenkstange in eine aufrechte Position. Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus zur Seite, damit die Lenkstange ihre volle aufrechte Position erreichen kann (**Abb. 1**).

**2.** Lösen Sie den Verriegelungsmechanismus, um die Lenkstange in ihrer Position zu verriegeln (**Abb. 2**).




**3.** Schieben Sie die Verriegelungslasche herunter (**Abb. 3 + 4**) um die Lenkstange zu sichern. Wenn sich die Verriegelungslasche locker anfühlt, heben Sie diese an und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Drücken Sie die Verriegelungslasche herunter, um sie zu sichern.



**4.** Führen Sie das Kniepolster in die Aufnahme am Rahmen ein (**Abb. 5**).

Sichern Sie das Kniepolster, indem Sie den Sicherungsstift in der gewünschten Höhe einführen (**Abb. 6**).



**5.** Verriegeln Sie die Höhe des Kniepolsters durch Schließen der Verriegelungslasche (**Abb. 7**)

**6.** Befestigen Sie den Korb, indem Sie die Korbaufnahmen nach unten über die Haken an der Vorderseite der Lenkstange schieben (**Abb. 8**).




## Höheneinstellung

### Schiebegriffe

Um die Griffhöhe einzustellen, lösen Sie den Verstellknopf an der Lenkstange gegen den Uhrzeigersinn, bis er abgenommen werden kann (**Abb. 9**).

Stellen Sie die Handgriffe auf die gewünschte Höhe ein. Um die Lenkstange zu fixieren, drehen Sie die Einstellschraube wieder ein und ziehen Sie diese fest.




### Kniepolster

Um die Höhe des Kniepolsters einzustellen, lösen Sie die Verriegelungslasche unter dem Polster (wie im Schritt 5 des Zusammenbaus gezeigt) und entfernen Sie den Sicherungsstift (wie in Schritt 4 des Zusammenbaus gezeigt). Stellen Sie das Polster auf die gewünschte Höhe ein, setzen Sie den Sicherungsstift wieder ein und sichern Sie ihn mit der Verriegelungslasche. Ziehen Sie die Verriegelungslasche fest, um das Polster zu fixieren.

## Einstellung der Vorderachsen

Die Vorderradachsen des Fußentlastungsrollators lassen sich in drei verschiedene Breiten einstellen (**40 cm, 45 cm, 50 cm**). Geliefert wird das Produkt in der schmalsten Breitereinstellung, die drei linearen Markierungen an den Vorderachsen zeigen die verschiedenen Breitenpositionen.

Um die Breite der Vorderachse einzustellen, drehen Sie den Fußentlastungsrollator auf die Seite. Drehen Sie den Einstellknopf der Vorderachse entgegen dem Uhrzeigersinn, bis dieser entnommen werden kann (**Abb. 10**).



Stellen Sie die Position ein und setzen Sie den Einstellknopf wieder ein. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis dieser festgezogen ist. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und achten Sie auf die lineare Markierung, um sicherzustellen, dass beide Seiten die gleiche Breitereinstellung haben.

## Einstellung Bremse

Bei schlechter oder zu harter Bremswirkung kann die Bremse am Bremsgehäuse des Bremsgriffs (**Abb. 11**) eingestellt werden. Um den Bodenzug zu spannen, drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn. Um den Bowdenzug zu lockern, drehen Sie im Uhrzeigersinn.



Die Bremse ist richtig eingestellt, wenn die Bremshebel sowie die Bremsdrähte spielfrei sind und die Räder beim Lösen der Bremse ohne Schleifgeräusche gedreht werden können.

## Bremsen/ Parken


**Wichtig:** Benutzen Sie den Fußentlastungsrollator nicht, wenn das Bremssystem System nicht richtig funktioniert.

Die Bremse des Fußentlastungsrollator ist ähnlich wie bei einem Fahrrad und verfügt über eine Feststellfunktion.

Um die Bremse zu betätigen, ziehen Sie einfach den Hebel mit den Fingerspitzen zum Lenker. Unabhängig ob Sie den rechten oder linken Bremshebel betätigen, wirkt sich die Bremse auf beide Räder aus. Bremsen Sie daher immer langsam und gleichmäßig. Um die Feststellbremse zu aktivieren, ziehen Sie den Bremshebel zum Lenker und drücken Sie den federbelasteten Druckknopf (**Abb. 12**)

Bei korrekter Handhabung bleibt der Druckknopf in gedrückter Position und der Bremshebel ist arretiert.

Um die Bremse zu lösen, ziehen Sie einfach den Bremshebel zum Lenker (**Abb. 13**). Der Druckknopf springt automatisch nach oben.



## Falten/ Transportieren/ Verstauen

Um den Rollator zu falten, lösen Sie die Verbindungslasche an der Lenkstange (wie in Schritt 3 der Montage) und schieben Sie den Verriegelungsmechanismus zur Seite (wie in Schritt 2 der Montage), bis die Lenkstange ausgeklinkt ist. Klappen Sie die Lenkstange nach unten, bis Sie unter dem Kniepolster ruht (**Abb. 14**).



## Reinigung | Wartung

- Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig reinigen!
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
- Keine Scheuermittel verwenden!
- Keine hochdosierten Chlor- und Essigreiniger verwenden!
- Zur Desinfektion kann ein Sprühdesinfektionsmittel verwendet werden, z.B. Descosept AF oder Bacillol AF
- Schrauben regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!
- Bei Defekten suchen Sie Ihren Fachhändler auf bei dem Sie dieses Produkt erworben haben!
- Zustand der Reifen regelmäßig prüfen. Diese sind „Pannensicher“, d.h. es muss kein Luftdruck geprüft oder Luft nachgefüllt werden. Überprüfen Sie aber immer die Reifen auf Risse oder sonstige Beschädigungen.
- Zur Herstellung des Produkts wurden korrosionsgeschützte Materialien verwendet. Wird nichtsdestotrotz ein Schaden in Bezug auf Korrosion festgestellt, so darf der Fußentlastungsrollator nicht mehr genutzt werden und es muss sich unverzüglich an den Fachhändler gewandt werden.

## Technische Daten

Produkt	NITRO GLIDE
Artikelnummer	700500100
HMV-Nr.	beantragt
empf. Körpergröße	1,40 - 2,00 m
Wenderadius	240 cm
Gesamtlänge	78 cm
Gesamtbreite	40 cm   45 cm   50 cm
Griffhöhe	78 - 99 cm
Kniepolster Höhe	42,5 - 57,5 cm
Kniepolster Länge x Breite	34 x 17,5 cm
Vorderrad	250 x 40 mm
Hinterrad	190 x 40 mm
Faltmaß (LxBxH)	78 x 40 x 42,5 cm
Gewicht	10 kg
Max. Belastung	158 kg
Material Kniepolster	PU
Material Handgriffe	PVC Kunststoff
Material Rahmen	Aluminium, korrosionsgeschützt, pulver-beschichtet





## Table of contents

Preface .....	11
Declaration of conformity .....	11
Service life .....	11
Disposal .....	11
Identification plate .....	11
Reuse .....	11
Warranty .....	11
Parts of the product .....	12
Purpose .....	13
Indication .....	13
Contraindication .....	13
Scope of delivery .....	13
Safety instructions .....	13
Assembly .....	14
Height adjustment .....	14
Adjustment of the front axles .....	15
Setting brake .....	15
Braking/ Parking .....	15
Fold/ Transport/ Stowing .....	15
Cleaning   Maintenance .....	16
Technical data .....	16

## Preface

Thank you for choosing a product from Drive DeVilbiss.

You will not be disappointed by the design, functionality and quality of this product.

Please read these operating instructions carefully prior to initial use. They contain important safety information and valuable tips for the proper use and care. If you have questions or need additional information, contact your Drive DeVilbiss specialist dealer who supplied your product.

These operating instructions contain all of the important information for adjustment and operation. The most current operating instructions are available as a PDF online or can be requested from customer service.

Enlarged formats for visually impaired persons can be displayed. Blind patients must be instructed by their attendant. Repairs as well as some adjustments require special technical training and must therefore be made by the medical supplies dealer.

## Declaration of conformity

For the product described, DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG declares compliance according to the medical device regulation (EU) 2017/745.

## Service life

Our company assumes a service life of five years for this product as long as the product is used as intended and all maintenance and service requirements are observed.


This service life may be significantly exceeded if the product is carefully handled, repaired, maintained and used and there are no technical limits based on the further development of science and technology.

The service life may also be significantly shortened through extreme and improper use, however. Determination of the service life by our company does not represent any additional guarantee

## Disposal

If you no longer need the product, please contact your specialist dealer or bring the product to your local disposal center.

## Identification plate



1 Article number | 2 Article name | 3 Manufacturer | 4 Serial number | 5 UDI code | 6 Max. load | 7 Follow the instructions for use | 8 Medical device | 9 Production date (year-month)

## Reuse

This product can be reused.

Please note that all technical documents needed for safe handling must also be given to the new user.

The product must be checked by the specialist dealer, cleaned, and restored to optimum condition.

Always follow the manufacturer's instructions during preparation; these are made available on request.

Accessories are available from your specialist dealer or at [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de)

## Warranty

The warranty period for the product supplied by us is 24 months from the date of purchase. Defective parts will be replaced free of charge if it can be shown that there is a defect in materials or manufacturing.

Parts subject to wear are generally not covered during the normal guarantee period unless the parts need repair or replacement which became necessary as a clear, direct consequence of a manufacturing or material error.

We reserve the right of error and modifications on the basis of technical improvements and changes in design.

### EXCLUSION OF WARRANTY

Parts subject to wear include (among others): wheels, brakes and handles

## Parts of the product



## NITRO GLIDE

- |                       |                       |                                 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Handgrip           | 5. Knee Post Lock Tab | 9. Basket Receptacle            |
| 2. Handbrake          | 6. Disc-Brake         | 10. Front Axle Adjustment Knobs |
| 3. Handle height knob | 7. Tiller Locking Tab | 11. Steering wheels             |
| 4. Knee pad           | 8. Basket             | 12. Rear wheels                 |

## Purpose

The walker is for assisting persons with chronic or temporary functional impairments to the foot, ankle and/or distal lower thigh. This walker is a product consisting of a tubular frame and four solid rubber wheels. These walkers are designed such that the user can place the affected extremity on the pad provided for this purpose and relieve the load on it. For improved mobility and patient safety, always use the stronger leg for pushing/operating the knee walker for both indoor/outdoor use. These walkers have braking systems which operate using Bowden cables operated by handgrips. Some of the products feature devices or baskets for holding loads and objects, which can be transported together with the frame. These walkers can be folded up for ease of transport, whilst the handgrips and knee pad are both height-adjustable for resizing.

## Indication

Foot-relieving rollator which is used as an aid for assisting persons with impaired mobility due to injuries on the foot, ankle and/or distal lower thigh. The injured non-weight bearing leg should be placed on the padded knee pad of the walker. Gripping the handlebar with your hands, then using the healthy leg to push off, you can propel the Nitro Glide in a rolling motion whilst the body weight is supported by the knee pad.

## Contraindication

Use of the rollator is not appropriate for:

- Balance disorders
- Impairment to both lower limbs
- Acute thrombosis of the affected leg
- Load restrictions of the knee joint on the affected leg
- Active wound infections on the affected leg
- Serious polyneuropathy with impairment of sensitivity in the lower thigh and knee joint of the affected extremity
- In case of polytrauma with impairment to both the lower and upper extremities

## Scope of delivery

1 x	Knee Walker
1 x	Basket
1 x	Back support
1 x	Instruction for Use


## Safety instructions

- Use the rollator only as a walking aid!
- Use the rollator only on an even and solid surface.
- Rollator may not be used as a seat in vehicles, such as a bus or train!
- It is prohibited to stand on the rollator or to transport a person or animal on the rollator.
- Take note of the permitted maximum weight of the user.
- This information can be found in the technical data in these instructions for use as well as on the identification plate.
- Use the tray only for small, lightweight objects which are not sharp or hot. Max. load: 5.0 kg
- Use the basket only to transport objects and do not overload it! Max. load: 5.0 kg
- Use on escalators and similar structures is expressly prohibited!
- Do not hang any bags on the handle – risk of tipping!
- On steep surfaces, use the service brake.
- Leaning excessively on the handles can cause the rollator to tip forwards.
- When folding/unfolding the rollator, clothing and body parts can be pinched.
- Protect the rollator from direct sunlight. Product parts can become hot and cause skin injuries if touched.
- Prior to each use, ensure that your rollator is intact and all adjustable parts are properly secured. Check that the brakes are working properly!
- Before using the rollator, ensure that the folding guard is properly locked.
- Check the screws on the rollator regularly and tighten, if necessary.


## Assembly

1. Take all parts out of the box


2. Align the handlebars in a vertical position. Push the locking mechanism to the side so that the handlebars can reach their full vertical position (**Fig. 1**). Release the locking mechanism to lock the handlebars into position (**Fig. 2**).



3. Push the locking tab down (**Figs. 3 & 4**) to secure the handlebars. If the locking tab feels loose, raise it and turn it anticlockwise to tighten it. Press the locking tab down to secure it.



4. Guide the knee pad into the holder on the frame (**Fig. 5**) Secure the knee pad by inserting the locking pin in at the desired height (**Fig. 6**).



5. Lock the height of the knee pad by closing the locking tab (**Fig. 7**).


6. Attach the basket by moving the basket holders down using the hooks on the front side of the handlebars (**Fig. 8**).



## Height adjustment

### Push handles

To set the handle height, turn the adjusting knob on the handlebars anticlockwise until it can be removed (**Fig. 9**). Set the handgrips to the desired height. To fix the handlebars into position, screw the adjusting screw back in and tighten it.




### Knee Pad

To set the height of the knee pad, loosen the locking tab below the pad (as shown in step 5 of the assembly guide) and remove the locking pin (as shown in step 4 of the assembly guide). Set the pad to the desired height, re-insert the locking pin and secure it with the locking tab. Tighten the locking tab to fix the pad into place.

## Adjustment of the front axles

The front axles on the foot-relieving rollator can be set to three different widths (40 cm, 45 cm, 50 cm). The product is delivered on the narrowest width setting, whilst the three linear markings on the front axles show the various width options.



To set the width of the front axle, turn the foot-relieving rollator on its side. Turn the adjustment knob on the front axle anticlockwise until it can be removed (**Fig. 10**). Set the position and then re-insert the adjustment knob. Turn this clockwise until it is tight. Repeat this procedure on the other side and pay attention to the linear markings to ensure that both sides are set at the same width.

## Setting brake

If braking is too weak or too strong, then the brake can be adjusted on the brake housing on the handle (**Fig. 11**). Turn anticlockwise to tighten the Bowden cable. Turn clockwise to loosen the Bowden cable.



The brake is set correctly if the brake lever and the brake cables have no play, and the wheels turn without any grinding noises when the brake is released.

## Braking/ Parking

**Important: Do not use the foot-relieving rollator if the braking system does not work properly.**


The brake on the foot-relieving rollator is similar to that on a bike and has a locking function.

Simply pull the handlebar with the fingertips on the lever to actuate the brake. The brake works on both wheels simultaneously, regardless of whether you press the left or right brake lever.

Always brake slowly and evenly.

To activate the parking brake, pull the brake lever towards the handlebar and press the spring-loaded button (**Fig. 12**). If handled correctly, the button remains in the pressed position and the braking lever is locked.

To release the brake, simply pull the brake lever towards the handlebar (**Fig. 13**). The button automatically pops back up.



## Fold/ Transport/ Stowing

To fold the rollator, loosen the locking tab on the handlebars (as in step 3 of the assembly guide) and push the locking mechanism to the side (as in step 2 of the assembly guide) until the handlebars are released. Fold the handlebars down until they rest below the knee pad.



## Cleaning | Maintenance

- Clean regularly with a moist cloth!
- Do not use any aggressive cleaning agents!
- Do not use abrasive cleaners!
- Do not use any high-dose chlorine and vinegar-based cleaners!
- To disinfect, a spray disinfectant can be used such as Descosept AF or Bacillol AF.
- Check the screws regularly and tighten, if necessary.
- The product should not be exposed to temperatures above 60° C for long periods of time (for example, use in a sauna, etc.)!
- In the event of defects, contact your specialist dealer from whom you purchased this product!
- Check the condition of the tires regularly. They are „fail-safe“, meaning that you do not have to check air pressure or fill them with air. Always check the tires for tears or other damage, however.
- Corrosion-protected materials were used to manufacture the product. If, nevertheless, damage is detected in terms of corrosion, the foot relief rollator must no longer be used and the specialist dealer must be contacted immediately.

## Technical data

Product	NITRO GLIDE
Item number	700500100
Recommended body size	1,40 - 2,00 m
Truning radius	240 cm
Overall length	78 cm
Overall width	40 cm   45 cm   50 cm
Handle height	78 - 99 cm
Knee pad height	42,5 - 57,5 cm
Knee pad length x width	34 x 17,5 cm
Front wheel	250 x 40 mm
Rear wheel	190 x 40 mm
Folded size LxWxH	78 x 40 x 42,5 cm
Total weight	10 kg
Load max.	158 kg
Knee pad material	PU
Handle material	PVC plastic
Frame material	Aluminium, corrosion-protected, powder-coated





## Sommaire

Avant-propos.....	19
Déclaration de conformité.....	19
Durée de vie.....	19
Élimination .....	19
Plaque signalétique.....	19
Recyclage.....	19
Garantie .....	19
Pièces du produit.....	20
Usage prévu .....	21
Indication.....	21
Contre-Indications.....	21
Contenu de la livraison .....	21
Consignes de sécurité.....	21
Montage .....	22
Réglage de la hauteur .....	22
Réglage des essieux avant.....	23
Réglage du frein.....	23
Freinage   parking.....	23
Pliage   transport   rangement.....	23
Caractéristiques techniques.....	24
Nettoyage   maintenance .....	24

## Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de Drive DeVilbiss.

Le design, la fonctionnalité et la qualité de ce produit sauront vous apporter pleine satisfaction. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Vous y trouverez des consignes de sécurité importantes et de précieux conseils pour son utilisation et son entretien corrects. Pour toute question ou information complémentaire, adressez-vous au distributeur Drive DeVilbiss qui vous a livré ce produit.

Le présent mode d'emploi contient toutes les instructions nécessaires au réglage et à l'utilisation du produit. La version la plus récente du mode d'emploi peut être consultée en ligne au format PDF et téléchargée ou demandée auprès du service client.

Elle existe en caractères grand format pour malvoyants. Les non-voyants doivent être initiés à l'utilisation du produit accompagnés d'un auxiliaire. Les réparations ainsi que certains réglages requièrent des compétences techniques spéciales et doivent donc obligatoirement être effectués par un distributeur de matériel médical qualifié.

## Déclaration de conformité

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG déclare que le produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

## Durée de vie

Pour ce produit, notre entreprise table sur une durée de vie de cinq ans, dans la mesure où il est utilisé conformément à l'usage pour lequel il est prévu et où toutes les indications relatives à la maintenance et au service après-vente sont respectées.


Cette durée de vie peut même être sensiblement prolongée lorsque le produit est traité, entretenu et utilisé avec soin et qu'aucune limite technique ne résulte des évolutions scientifiques et techniques.

La durée de vie peut par contre être fortement raccourcie si le produit est soumis à des sollicitations extrêmes et s'il n'est pas correctement utilisé. La détermination de la durée de vie par notre entreprise ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire.

## Élimination

Si vous n'avez plus besoin du produit, contactez s'il vous plaît votre distributeur ou apportez le produit à la déchetterie près de chez vous.

## Plaque signalétique



1 Référence | 2 Désignation | 3 Fabricant | 4 N° de série | 5 Code UDI | 6 Charge maximale | 7 Se conformer au mode d'emploi | 8 Dispositif médical | 9 Date de fabrication (année-mois)

## Recyclage

Ce produit est recyclable.

Veiller à ce que tous les documents techniques nécessaires à une utilisation sûre du produit soient également remis au nouvel utilisateur.

Le produit doit être contrôlé, nettoyé et remis en parfait état par un distributeur en vue de sa réutilisation.

Pour son retraitement, il convient de suivre les instructions du fabricant (disponibles sur demande).

Vous trouverez les accessoires disponibles chez votre distributeur ou sur le site [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de)

## Garantie

Le produit livré par nous est garanti 24 mois à compter de la date de l'achat. Les pièces défectueuses seront remplacées gratuitement s'il a été démontré qu'elles présentent un défaut de matériau ou de fabrication.

Les pièces d'usure ne sont normalement pas couvertes par la garantie habituelle, excepté si elles nécessitent des réparations ou un remplacement qui sont clairement la conséquence directe d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Sous réserve d'erreurs et de modifications dues à des améliorations techniques ou à des modifications de design.

### EXCLUSION DE LA GARANTIE

Pièces d'usure (entre autres) :  
roues, roulettes, freins et poignées

## Pièces du produit



## NITRO GLIDE

- |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. Poignée                        | 5. Verrouillage des genouillères Hauteur | 9. Fixation du panier                          |
| 2. Levier de frein                | 6. Frein à disque                        | 10. Bouton de réglage de l'axe des roues avant |
| 3. Levier de blocage des poignées | 7. Mécanisme de pliage Verrouillage      | 11. Roue avant directrice                      |
| 4. Genouillères                   | 8. Panier                                | 12. Roue arrière                               |

## Usage prévu

Le dispositif d'aide à la marche sert à compenser le handicap des personnes souffrant de limitations fonctionnelles chroniques ou temporaires au niveau du pied, de la cheville et/ou de la partie distale de la jambe. Ces dispositifs d'aide à la marche sont des produits constitués d'un cadre tubulaire et de quatre roues en caoutchouc plein. Ces dispositifs d'aide à la marche sont conçues de manière à ce que l'utilisateur puisse poser le membre malade sur le coussin prévu à cet effet afin de le soulager. Avec une jambe saine, la mobilisation se fait en toute sécurité, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Ces dispositifs d'aide à la marche disposent de systèmes de freinage qui agissent par l'intermédiaire de câbles Bowden actionnés par des poignées. Il existe sur certains produits des dispositifs ou des paniers destinés à recevoir des charges et des objets qui peuvent être transportés en même temps que ces déambulateurs. En ce qui concerne le transport, ces dispositifs d'aide à la marche sont pliables et pour ajuster la taille, les poignées et le rembourrage des genoux sont réglables en hauteur.

## Indication

Déambulateur de soulagement du pied, qui sert d'aide pour compenser le handicap des personnes ayant des limitations fonctionnelles au niveau du pied, de la cheville et/ou de la jambe distale. La jambe inférieure du membre malade est placée sur la genouillère rembourrée du produit. Pendant que les mains tiennent le guidon, le Nitro Glide est transformé en un mouvement de roulis dans la phase d'oscillation par un mouvement de poussée de la jambe saine, tandis que le poids du corps repose sur la genouillère.

## Contre-Indications

L'utilisation du déambulateur n'est pas indiquée en cas de :

- Troubles de l'équilibre
- Atteinte des deux membres inférieurs
- Thrombose aiguë de la jambe concernée
- Limitation de la charge sur l'articulation du genou de la jambe concernée
- Infections actives des plaies de la jambe affectée
- Polyneuropathie sévère avec altération de la sensibilité au niveau de la jambe inférieure et de l'articulation du genou de l'extrémité affectée
- En cas de polytraumatisme avec atteinte des deux membres inférieurs et supérieurs

## Contenu de la livraison

1 x	Marchette pour le genou
1 x	Panier
1 x	Genouillère
1 x	Mode d'emploi


## Consignes de sécurité

- N'utiliser le déambulateur que comme dispositif d'aide à la marche!
- N'utiliser le déambulateur que sur une surface plane et ferme.
- Le déambulateur ne doit pas être utilisé comme siège dans les véhicules tels que les bus et les trains !
- Il est interdit de se mettre debout sur le déambulateur ou de transporter une personne ou un animal sur ce dernier.
- Respecter le poids maximal autorisé de l'utilisateur. Vous trouverez cette indication dans les caractéristiques techniques de ce mode d'emploi ainsi que sur la plaque signalétique.
- N'utiliser le panier que pour des objets petits et légers, ni pointus ni chauds. Charge maximale : 5,0 kg
- N'utiliser le panier que pour le transport d'objets et ne pas le surcharger ! Charge maximale : 5,0 kg
- L'utilisation sur des escaliers roulants ou autres est expressément interdite !
- Ne pas accrocher de sacs aux poignées - risque de basculement !
- Utiliser le frein de secours sur les chemins en pente.
- Si l'on s'appuie trop fortement sur les poignées, le déambulateur peut basculer vers l'avant.
- Lors du pliage/dépliage du déambulateur, des parties de vêtements ou du corps peuvent être coincées.
- Protéger le déambulateur des rayons du soleil. Des parties du produit peuvent s'échauffer et provoquer des lésions cutanées en cas de contact.
- Avant toute utilisation, s'assurer que le déambulateur est intact et que toutes les pièces réglables sont correctement fixées. Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement !
- Avant d'utiliser le déambulateur, assurez-vous que la sécurité de pliage est correctement verrouillée.

## Montage

1. Retirer toutes les pièces du carton


2. Redresser le guidon en position verticale. Faire coulisser le mécanisme de verrouillage sur le côté pour permettre au guidon d'atteindre sa position complètement verticale (**Fig. 1**). Desserrer le mécanisme de verrouillage pour bloquer le guidon en position (**Fig. 2**).



3. Faire glisser la languette de verrouillage vers le bas (**Fig. 3 + 4**) pour bloquer le guidon. Si la languette de verrouillage semble lâche, soulevez-la et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la serrer. Appuyer sur la languette de verrouillage pour vous sécuriser.



4. Insérer la genouillère dans le siège sur le châssis (**Fig. 5**). Fixer la genouillère en insérant la goupille de sécurité à la hauteur souhaitée (**Fig. 6**).



5. Verrouiller la hauteur de la genouillère en fermant la languette de verrouillage (**Fig. 7**).


6. Fixer le panier en faisant glisser ses supports vers le bas sur les crochets situés à l'avant du guidon (**Fig. 8**).



## Réglage de la hauteur

### Poignées de poussée

Pour régler la hauteur de la poignée, desserrer le bouton de réglage sur le guidon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré (**Fig. 9**). Régler les poignées à la hauteur souhaitée. Pour fixer le guidon, revisser la vis de réglage et la serrer.




### Genouillères

Pour régler la hauteur de la genouillère, desserrer la languette de verrouillage sous celle-ci (comme indiqué à l'étape 5 du montage) et retirer la goupille de sécurité (comme indiqué à l'étape 4 du montage). Régler le coussin à la hauteur souhaitée, remettre la goupille de sécurité en place et la fixer avec la languette de verrouillage. Serrer la languette de verrouillage pour fixer le coussin.

## Réglage des essieux avant

Les axes des roues avant du déambulateur à pédales peuvent être réglés sur trois largeurs différentes (40 cm, 45 cm, 50 cm). Le produit est livré avec le réglage de largeur le plus étroit, les trois marquages linéaires sur les axes avant indiquent les différentes positions de largeur. Pour régler la largeur de l'axe avant, tourner le déambulateur à pédales sur le côté. Tourner le bouton de réglage de l'essieu avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré (**Fig. 10**). Régler la position et remettre le bouton de réglage en place. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Répéter l'opération de l'autre côté en faisant attention au repère linéaire pour s'assurer que les deux côtés ont le même réglage de largeur.



## Réglage du frein

Si le freinage est mauvais ou trop dur, le frein peut être réglé au niveau du boîtier de la poignée de frein (**Fig. 11**). Pour tendre le câble Bowden, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour desserrer le câble Bowden, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



Le frein est correctement réglé lorsque les leviers de frein ainsi que les fils de frein ne présentent pas de jeu et que les roues sont en contact avec le sol lors du freinage. Le frein peut être desserré sans bruit de frottement.

## Freinage | parking

Important : Ne pas utiliser le déambulateur à pédales si le système de freinage ne fonctionne pas correctement.


Le frein du déambulateur à pédales est similaire à celui d'un vélo et dispose d'une fonction de blocage.

Pour actionner le frein, il suffit de tirer le levier vers le guidon du bout des doigts. Peu importe que vous actionniez le levier de frein droit ou gauche, le frein agit sur les deux roues.

Il est donc conseillé de toujours freiner lentement et régulièrement.

Pour activer le frein de stationnement, tirer le levier de frein vers le guidon et appuyer sur le bouton-poussoir à ressort (**Fig. 12**). Si la manipulation est correcte, le bouton-poussoir reste en position enfoncée et le levier de frein est bloqué.

Pour desserrer le frein, il suffit de tirer le levier de frein vers le guidon (**Fig. 13**). Le bouton-poussoir se relève automatiquement.



## Pliage | transport | rangement

Pour plier le déambulateur, détacher la languette de connexion du guidon (comme à l'étape 3 du montage) et pousser le mécanisme de verrouillage sur le côté (comme à l'étape 2 du montage) jusqu'à ce que le guidon soit déclipé. Rabattre le guidon vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sous la genouillère.



## Nettoyage | maintenance

- Nettoyer régulièrement le produit à la main avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergent chloré ni de vinaigre ménager fortement concentrés.
- Pour la désinfection, on peut utiliser un désinfectant en spray, par exemple Descosept AF ou Bacillol AF.
- Vérifier les vis régulièrement et les resserrer le cas échéant.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60° C pendant une durée prolongée (p. ex., ne pas l'utiliser dans une cabine de sauna, etc.).
- Si le produit est défectueux, contacter le distributeur qui vous l'a livré.
- Contrôler régulièrement l'état des pneus. Ces derniers sont anti-crevaisson, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de les gonfler ni de vérifier leur pression. Toutefois, il est indispensable de vérifier qu'ils ne sont pas fissurés et ne présentent pas d'autres dommages.
- Des matériaux protégés contre la corrosion ont été utilisés pour la fabrication du produit. Si un dommage lié à la corrosion est néanmoins constaté, le déambulateur ne doit plus être utilisé et il convient de contacter immédiatement le revendeur spécialisé.

## Caractéristiques techniques

Produit	NITRO GLIDE
Référence	700500100
Taille recommandée	1,40 - 2,00 m
Rayon de braquage	240 cm
Longueur totale	78 cm
Largeur totale	40 cm   45 cm   50 cm
Hauteur des poignées	78 - 99 cm
Genouillères Hauteur	42,5 - 57,5 cm
Genouillères Longueur x Largeur	34 x 17,5 cm
Roue avant	250 x 40 mm
Roue arrière	190 x 40 mm
Dimensions du rollator plié LxLxH	78 x 40 x 42,5 cm
Poids total	10 kg
Charge max	158 kg
Matériau Genouillères	PU
Matériau poignées	PVC plastique
Cadre matériel	Aluminium, protégé contre la corrosion, revêtu poudre





## Inhoudsopgave

Voorwoord.....	27
Verklaring van overeenstemming.....	27
Levensduur.....	27
Verwijdering.....	27
Typeplaatje.....	27
Hergebruik.....	27
Garantie.....	27
Onderdelen van het product.....	28
Beoogd gebruik.....	29
Indicatie.....	29
Contra-Indicatie.....	29
Geleverd product.....	29
Veiligheidsinstructies.....	29
Montage.....	30
Hoogteverstelling.....	30
Afstelling van de voorassen.....	31
Rem instellen.....	31
Remmen / parkeren.....	31
Samenvouwen   transporteren   opbergen.....	31
Technische gegevens.....	32
Reiniging   onderhoud.....	32
Pulizia   Manutenzione.....	40

## Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

## Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

## Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

## Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

## Typeplaatje



1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

## Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de)

## Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

### UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen en handgrepen

## Onderdelen van het product



## NITRO GLIDE

- |                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Handgreep                       | 5. Vergrendeling van de kniebeschermers Hoogte | 9. Bevestiging van de mand         |
| 2. Rem                             | 6. Schijfrem                                   | 10. Verstelknop voor de voorwielas |
| 3. Vergrendelhendel voor duwgrepen | 7. Klapmechanisme slot                         | 11. Zwenkwiel                      |
| 4. Kniebeschermers                 | 8. Mand  | 12. Achterwiel                     |

## Beoogd gebruik

Deze rollator is bedoeld om mensen met een chronische of tijdelijke functionele beperking van de voet, enkel en/of het onderbeen te ondersteunen. De rollator bestaat uit een buisframe en vier massieve rubber wielen. Hij is zodanig ontworpen dat de gebruiker het been met beperking op het daarvoor meegeleverde kussen kan laten rusten, zodat het niet wordt belast. Zo wordt binnens- en buitenshuis veilige mobiliteit geboden, waarbij het gezonde been wordt gebruikt. De rollator is voorzien van een remsysteem dat met remgrepen via Bowdenkabels wordt bediend. Sommige producten zijn voorzien van houders of manden om voorwerpen mee te nemen. Deze worden op het frame bevestigd. Het stuur (de handvatten) en het kniekussen kunnen in hoogte worden versteld, en de rollator kan worden opgevouwen zodat hij gemakkelijk kan worden meegenomen.

## Indicatie

Een rollator waarmee de voet wordt ontlast; bedoeld als hulpmiddel om mensen die door letsel aan de voet, enkel en/of het onderbeen verminderd mobiel zijn, te ondersteunen. Het been met letsel aan voet, enkel en/of onderbeen wordt op het geïntegreerde kniekussen van het product geplaatst. Met de handen op het stuur wordt het gezonde been gebruikt om de Nitro Glide in beweging te zetten. Zo beweegt u zich gemakkelijk voort terwijl het lichaamsgewicht door het kniekussen wordt ondersteund.

## Contra-Indicatie

Het gebruik van deze rollator is niet geschikt voor mensen met:

- Evenwichtsstoornissen
- Beperkingen (letsel) aan beide onderbenen
- Acute trombose in het betreffende been
- Beperking van de belasting van het kniegewricht van het betreffende been
- Actieve wondinfecties op het betreffende been
- Ernstige polyneuropathie met aantasting van de gevoeligheid in het onderbeen en de knie van het betreffende been
- Meerdere trauma's met aantasting van onder- en bovenbeen of -benen

## Geleverd product

1 x	Kniewandelaar
1 x	Mand
1 x	Kniebeschermer
1 x	Gebruiksaanwijzing


## Veiligheidsinstructies

- Gebruik de rollator uitsluitend als een hulpmiddel bij het lopen!
- De rollator mag uitsluitend op een harde, vlakke ondergrond worden gebruikt.
- De rollator mag niet als stoel in voertuigen, zoals bussen en treinen, worden gebruikt!
- U mag niet staan op de rollator of deze gebruiken om een persoon of dieren te vervoeren.
- Neem het maximaal toegestane gebruikersgewicht in acht. Deze informatie vindt u bij de technische gegevens in deze gebruiksaanwijzing. Het staat ook vermeld op het typeplaatje.
- Gebruik het mandje uitsluitend voor kleine, lichte voorwerpen die niet scherp of heet zijn. Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik het mandje uitsluitend om voorwerpen in te vervoeren en laad het niet te vol! Max. belasting: 5,0 kg
- Het is nadrukkelijk verboden de rollator op (rol)trappen en dergelijke te gebruiken!
- Hang geen tassen aan het stuur. Hierdoor ontstaat het risico op kantelen!
- Gebruik de rem wanneer u een (steile) helling afloopt.
- Als er teveel druk op het stuur wordt uitgeoefend, kan de rollator voorover kantelen.
- Let bij het op- en uitvouwen van de rollator op dat er geen kleding of lichaamsdelen beklemd raken.
- Bescherm de rollator tegen direct zonlicht. Delen van het product kunnen zeer warm worden waardoor de huid bij contact kan verbranden.
- Controleer voor gebruik of de rollator compleet is en of alle verstelbare delen vast zitten. Controleer ook of de remmen functioneren!
- Controleer vóór gebruik van de rollator of de vouwbeveiliging op de juiste manier is vergrendeld.
- Controleer regelmatig de schroeven van de rollator en draai ze, indien nodig, aan!
- Door slijtage van de banden kan het remmend vermogen afnemen. Controleer daarom regelmatig de remmen en de banden.
- De rollator mag NIET worden gedragen door hem beet te pakken aan het kniekussen, de verwijderbare onderdelen, of de remkabels.
- Ieder ernstig incident waarbij product betrokken was, dient aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, te worden gemeld.

## Montage

1. Haal alle onderdelen uit de doos


2. Zet het stuur in verticale positie. Duw de vergrendeling opzij zodat het stuur zijn volledige verticale positie kan bereiken (fig. 1). Ontkoppel het vergrendelingsmechanisme om het stuur in deze positie te vergrendelen (fig. 2).



3. Duw de vergrendelingspal (fig. 3 & 4) naar beneden om het stuur te vergrendelen. Als de pal los aanvoelt, trek hem dan omhoog en draai hem tegen de richting van de klok om strakker aan te draaien. Druk de pal vervolgens naar beneden om hem te vergrendelen.




4. Laat het kniekussen in de houder op het frame glijden (fig. 5). Vergrendel het kniekussen door op de gewenste hoogte de borgpen aan te brengen (fig. 6).



5. Vergrendel de hoogte van het kniekussen door de vergrendelingspal te sluiten (fig. 7).


6. Bevestig het mandje door de houders naar beneden te duwen. Gebruik hiervoor de haken op de voorzijde van het stuur (fig. 8).



## Hoogteverstelling

### Stuur

Om de hoogte van het stuur aan te passen, draait u de stelknop op het stuur tegen de richting van de klok totdat de knop kan worden verwijderd (fig. 9). Beweeg het stuur naar de gewenste hoogte. Om het stuur in deze positie vast te zetten, plaatst u de stelknop terug en draait hem aan.




### Knieskussen

Om de hoogte van het kniekussen in te stellen, maakt u de vergrendelingspal onder de steun los (zie stap 5 van de montagehandleiding) en verwijdert u de borgpen (zie stap 4 van de montagehandleiding). Om het kniekussen op de gewenste hoogte vast te zetten, plaatst u de borgpen terug en vergrendelt deze met de vergrendelingspal. Draai de vergrendelingspal aan om het kniekussen in deze positie vast te zetten.

## Afstelling van de voorassen

Aan de voorzijde kunnen de assen van de voet-ontlastende rollator op drie breedtes worden ingesteld (40 cm, 45 cm, 50 cm). Af fabriek wordt dit product op de smalste stand afgeleverd. Markeringen op de assen aan de voorzijde geven de verschillende opties weer.

Om de breedte van de voorassen te wijzigen, zet u de rollator op zijn zijkant. Draai de stelknop op de vooras tegen de richting van de klok totdat de knop kan worden verwijderd (**fig. 10**). Stel de gewenste positie in en plaats de stelknop terug. Draai met de richting van de klok mee totdat hij vast zit. Herhaal deze procedure aan de andere kant; let op de markeringen om ervoor te zorgen dat de assen aan beide kanten op dezelfde breedtemaat worden ingesteld.



## Rem instellen

Als de rem te weinig of teveel remt, kan dit op de behuizing van de rem (op het stuur) worden aangepast (**fig. 11**). Draai tegen de richting van de klok om de Bowdenkabel strakker te draaien.

Draai met de richting van de klok mee om de Bowdenkabel losser te maken.



De rem is correct ingesteld als de remhendel en de remkabels geen speling hebben, en de wielen zonder geluiden draaien als de rem is gedeactiveerd.

## Remmen / parkeren

Belangrijk: Gebruik de voet-ontlastende rollator niet als het remsysteem niet goed functioneert.



De rem op de voet-ontlastende rollator functioneert op dezelfde wijze als de rem op een fiets, en kan worden vergrendeld.

Om de rem te activeren, trekt u een van de remhendels op het stuur naar u toe. De rem werkt tegelijkertijd op beide wielen, ongeacht of u de linker- of rechterremhendel gebruikt.

Rem altijd langzaam en gelijkmatig.

Om de parkeerrem te activeren, trekt u de remhendel naar het stuur toe en drukt u op de drukknop (**fig. 12**). Als u dit op de juiste manier doet, blijft de knop ingedrukt en is de remhendel vergrendeld.

Om de parkeerrem te ontgrendelen, trekt u de remhendel naar het stuur toe (**fig. 13**). De knop springt automatisch omhoog.



## Samenvouwen | transporteren | opbergen

Om de rollator op te vouwen, draait u de sterknop op het stuur los (zie stap 3 van de montagehandleiding) en duwt u het vergrendelingsmechanisme opzij (zie stap 2 van de montagehandleiding), totdat het stuur is ontkoppeld. Vouw het stuur naar beneden totdat het op het kniekussen rust.



## Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60° C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna etc.)!
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht!
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.
- Voor de vervaardiging van het product zijn corrosiebestendige materialen gebruikt. Indien desondanks corrosieschade wordt geconstateerd, mag de voetontlastende rollator niet meer worden gebruikt en moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de vakhandel.

## Technische gegevens

Product	NITRO GLIDE
Artikelnummer	700500100
Aanbevolen lichaamsgrootte	1,40 - 2,00 m
Draaicirkel	240 cm
Totale lengte	78 cm
Totale breedte	40 cm   45 cm   50 cm
handvat hoogte	78 - 99 cm
Kniebeschermers hoogte	42,5 - 57,5 cm
Kniebeschermers lengte x breedte	34 x 17,5 cm
Voorwiel	250 x 40 mm
Achterwiel	190 x 40 mm
Afmetingen samengevouwen LxBxH	78 x 40 x 42,5 cm
Totale Gewicht	10 kg
Max. Belasting	158 kg
Materiaal kniebeschermers	PU
Materiaal handgrepen	PVC plastic
Framemateriaal	Aluminium, corrosiebestendig, poedercoating





## Indice

Introduzione .....	35
Dichiarazione di conformità .....	35
Durata .....	35
Smaltimento.....	35
Targhetta tipologica .....	35
Riutilizzo.....	35
Garanzia .....	35
Parti del prodotto.....	36
Destinazione d'uso.....	37
Indicazioni .....	37
Contraindicazioni .....	37
Materiale in dotazione .....	37
Avvertenze di sicurezza .....	37
Montaggio.....	38
Regolazione dell'altezza .....	38
Regolazione degli assi anteriori .....	39
Regolazione freni .....	39
Frenatura   Parcheggio.....	39
Ripiegare   Trasportare   Riporre.....	39
Dati tecnici .....	40

## Introduzione

La ringraziamo di avere scelto un prodotto Drive DeVilbiss. Il design, la funzionalità e la qualità di questo prodotto non La deluderanno.

Legga attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo per la prima volta. Riceverà così importanti informazioni sulla sicurezza e preziosi consigli sull'uso e la manutenzione corretti. Se ha qualche domanda da porre o ha bisogno di maggiori informazioni, non esiti a rivolgersi al rivenditore Drive DeVilbiss che Le ha fornito il prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono tutte le avvertenze importanti per l'adattamento e l'uso. Le istruzioni per l'uso sono reperibili come PDF online oppure possono essere richieste al servizio di assistenza.

Possono anche essere reperiti formati ingranditi per le persone con ridotta capacità visiva. I non vedenti devono essere istruiti dal loro accompagnatore. Le riparazioni, come pure alcune regolazioni, richiedono una speciale formazione tecnica e pertanto devono essere eseguite da specialisti del settore sanitario.

## Dichiarazione di conformità

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG dichiara la conformità del prodotto descritto in base al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745

## Durata

La nostra azienda prevede per questo prodotto una durata utile di cinque anni, purché sia impiegato conformemente alle norme d'uso e siano rispettate tutte le regole prescritte per la manutenzione e l'assistenza.


Questa durata può essere superata di molto se il prodotto è trattato, sottoposto a manutenzione, curato e utilizzato con attenzione e se non emergono limiti tecnici dovuti agli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici.

La durata utile d'altro canto può anche ridursi notevolmente a causa di un utilizzo estremo e non conforme. La durata utile stabilita dalla nostra azienda non rappresenta una garanzia ulteriore.

## Smaltimento

Qualora non avesse più bisogno del prodotto, contatti il Suo rivenditore oppure conferisca il prodotto al centro di smaltimento locale.

## Targhetta tipologica



1 Numero articolo | 2 Descrizione articolo | 3 Produttore | 4 Numero di serie | 5 Codice UDI | 6 Portata max. | 7 Rispettare le istruzioni per l'uso | 8 Dispositivo medico | 9 Data di produzione (anno-mese)

## Riutilizzo

Questo prodotto è idoneo per il riutilizzo. Tenere presente che anche tutta la documentazione tecnica necessaria per la sicurezza deve essere consegnata al nuovo utilizzatore.

Il prodotto deve essere controllato, pulito e riportato in perfette condizioni per il riutilizzo a cura del rivenditore.

Per il ricondizionamento tenere presenti le regole prescritte dal fabbricante, che possono essere messe a disposizione su richiesta. Troverà gli accessori disponibili presso il Suo rivenditore o sotto l'indirizzo [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de)

## Garanzia

Per il prodotto fornito da noi la durata della garanzia è di 24 mesi dalla data d'acquisto. Qualora sia dimostrata la presenza di difetti di materiale o fabbricazione, le parti difettose vengono sostituite gratuitamente.

Le parti soggette a usura di norma non sono coperte durante il normale periodo di garanzia, a meno che l'articolo non richieda riparazioni o sostituzioni rese necessarie per chiara conseguenza diretta di un difetto di fabbricazione o di materiale.

Con riserva di errori e variazioni causate da migliorie tecniche e modifiche del design.

### ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Sono parti soggette a usura (fra le altre):  
ruote, freni e impugnature



## NITRO GLIDE

- |                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| 1. Manopola                      | 5. Blocco delle ginocchiere Altezza      | 9. Attacco del cestino                                      |
| 2. Freno                         | 6. Freno a disco                         | 10. Manopola di regolazione dell'asse della ruota anteriore |
| 3. Leva per regolazione manopole | 7. Blocco del meccanismo di ripiegamento | 11. Ruota sterzante   |
| 4. Ginocchiere                   | 8. Cestino                               | 12. Ruota posteriore  |

## Destinazione d'uso

Lo scopo del deambulatore è assistere le persone con disabilità funzionali croniche o temporanee a un piede, una caviglia e/o a un arto inferiore distale. Questo deambulatore è composto di un telaio tubolare con quattro resistenti ruote di gomma. È progettato per consentire all'utente di posizionare l'arto interessato su un apposito supporto imbottito per ridurre il carico sul piede. La gamba sana consente una mobilità in condizioni di sicurezza sia in ambienti domestici, sia all'esterno. Questi deambulatori sono dotati di un sistema di frenatura con cavi Bowden, attivabile dalle impugnature del manubrio. Alcuni modelli prevedono anche la presenza di dispositivi o cestelli in grado di sopportare il carico degli oggetti trasportati. Questi deambulatori possono essere ripiegati per facilitarne il trasporto; le impugnature del manubrio e l'imbottitura per il ginocchio sono ampiamente regolabili.

## Indicazioni

Deambulatore per alleviare il carico sul piede che può essere utilizzato come ausilio per persone con mobilità limitata dovuta a lesioni a un piede, a una caviglia o a un arto inferiore distale. L'arto inferiore dell'estremità coinvolta può appoggiarsi su un'imbottitura per il ginocchio, integrata nel prodotto. Per manovrare Nitro Glide è sufficiente afferrare il manubrio con le mani e usare la gamba sana per farlo procedere, mentre il peso del corpo viene sostenuto dall'imbottitura per il ginocchio.

## Controindicazioni

Il deambulatore non è adatto per utenti con:

- disfunzioni di equilibrio;
- disabilità su entrambi gli arti inferiori;
- trombosi acuta sulla gamba coinvolta;
- limitazioni di carico sulle articolazioni del ginocchio della gamba coinvolta;
- infezione acuta in corso sulla gamba coinvolta;
- polineuropatia grave con menomazione della sensibilità dell'arto inferiore e del ginocchio della gamba coinvolta;
- politraumi con coinvolgimento di entrambi gli arti inferiori e di quelli superiori.

## Materiale in dotazione

1 x	Camminatore per ginocchia
1 x	Cestino
1 x	Ginocchiera
1 x	Istruzioni per l'uso


## Avvertenze di sicurezza

- Utilizzare il prodotto esclusivamente come dispositivo di assistenza alla deambulazione!
- Usare il deambulatore solo su superfici stabili e pianeggianti.
- Non usare il deambulatore come sedile su un veicolo di trasporto (autobus o treni)!
- Non rimanere in piedi sul deambulatore o per trasportare altre persone o animali.
- Attenersi ai limiti di portata massimi consentiti. Le informazioni sulla portata massima sono riportate nella scheda tecnica di queste istruzioni per l'uso e sulla targhetta applicata al prodotto.
- Usare il cestello per trasportare solo oggetti leggeri, non appuntiti o caldi. Portata massima del cestello: 5,0 kg
- Usare il cestello per il solo trasporto di oggetti, senza però sovraccaricarlo! Portata massima del cestello: 5,0 kg
- Non è assolutamente permesso usare il deambulatore per affrontare scale o altre situazioni simili!
- Non appendere borse al manubrio: potrebbero causare un ribaltamento!
- Quando si percorre in discesa un tratto particolarmente in pendenza, usare i freni.
- Una pressione eccessiva sulle impugnature del manubrio potrebbe causare il ribaltamento in avanti del deambulatore.
- Quando si ripiega o si apre il deambulatore fare attenzione a non intrappolare indumenti o arti.
- Non esporre il deambulatore dalla luce diretta del sole. I suoi componenti potrebbero surriscaldarsi e causare lesioni alla pelle quando vengono toccati.
- Prima dell'uso accertarsi che il deambulatore sia in condizioni ottimali e che tutti i componenti regolabili siano adeguatamente fissati in posizione. Controllare il corretto funzionamento dei freni!
- Prima di usare il deambulatore accertarsi che la protezione per la ripiegatura sia correttamente bloccata in posizione.
- Verificare periodicamente le viti del deambulatore e, quando necessario, serrarle!
- La presenza di pneumatici usurati può influire e ridurre le prestazioni di frenatura. Pertanto, controllare periodicamente i freni e gli pneumatici.
- Per sollevare/spostare il deambulatore NON usare il supporto per la gamba, i componenti mobili o i cavi dei freni.
- Gli incidenti gravi riconducibili all'uso del prodotto devono essere comunicati al fabbricante e alle Autorità competenti dello Stato membro di residenza o domicilio dell'utente/paziente.

## Montaggio

1. Estrarre i componenti dalla confezione.


2. Sistemare il manubrio in posizione verticale. Premere il meccanismo di bloccaggio laterale per consentire al manubrio di raggiungere la sua posizione verticale finale (**Fig. 1**). Rilasciare il meccanismo di bloccaggio per bloccare il manubrio in posizione (**Fig. 2**).



3. Spingere in basso la levetta di bloccaggio (**Fig. 3 e 4**) per fissare il manubrio in posizione. Se la levetta di bloccaggio risulta allentata, sollevarla e girarla in senso antiorario per serrarla. Quindi, premerla verso il basso per fissarlo in posizione.




4. Fare scorrere l'imbottitura per il ginocchio lungo il suo alloggiamento sul telaio (**Fig. 5**). Fissare l'imbottitura per il ginocchio nella posizione desiderata con il perno di bloccaggio (**Fig. 6**).



5. Bloccare l'altezza dell'imbottitura per il ginocchio chiudendo la levetta di bloccaggio (**Fig. 7**).

6. Per applicare il cestello premere verso il basso i supporti del cestello sui ganci della parte anteriore del manubrio (**Fig. 8**).



## Regolazione dell'altezza

### Maniglie di spinta

Per impostare l'altezza delle maniglie di spinta girare in senso antiorario la manopola di regolazione sul manubrio fino a quando è possibile rimuoverlo (**Fig. 9**). Posizionare le impugnature all'altezza desiderata. Per fissare il manubrio in posizione avvitare e serrare la vite di regolazione.




### Imbottitura per il ginocchio

Per impostare l'altezza dell'imbottitura per il ginocchio, allentare la levetta di bloccaggio della parte inferiore dell'imbottitura (come indicato nel passo 5 della guida per il montaggio) e rimuovere il perno di bloccaggio (come indicato nel passo 4 della guida per il montaggio). Posizionare l'imbottitura all'altezza desiderata, reinserire il perno di bloccaggio e fissarla con la levetta di bloccaggio. Serrare la levetta di bloccaggio per fissare l'imbottitura in posizione.

## Regolazione degli assi anteriori

Gli assi anteriori del deambulatore per alleviare il carico sul piede possono essere impostati su tre diverse larghezze (40, 45 e 50 cm). Il prodotto viene consegnato con l'impostazione di larghezza minima; i contrassegni lineari sugli assi anteriori indicano le altre opzioni di larghezza disponibili.

Per impostare la larghezza dell'asse anteriore girare su un fianco il deambulatore. Girare in senso antiorario la manopola di regolazione dell'asse anteriore fino a poterlo rimuovere (**Fig. 10**). Impostare la posizione e, quindi, reinserire la manopola di regolazione. Serrarla ruotandola in senso orario. Ripetere questa procedura sull'altro lato facendo attenzione ai contrassegni lineari e verificare che entrambi i lati siano impostati alla stessa larghezza.



## Regolazione freni

Se i freni risultano troppo allentati o eccessivamente energici, si può regolarli agendo sull'alloggiamento del freno dell'impugnatura (**Fig. 11**).

Per tendere il cavo Bowden ruotare in senso antiorario.  
Per allentare il cavo Bowden ruotare in senso orario.



Il freno sarà correttamente impostato quando la leva e i cavi del freno non avranno alcun gioco e consentiranno alla ruota di girare liberamente senza alcun rumore di sfregamento quando si rilascia il freno.

## Frenatura | Parcheggio

Importante: non usare il deambulatore per alleviare il carico sul piede quando il sistema frenante non funziona correttamente.


Il freno del deambulatore è simile a quello di una bicicletta con, in aggiunta, una funzione di bloccaggio.

Per azionare il freno tirare con la punta delle dita la leva del freno. Il freno agisce simultaneamente su entrambe le ruote, indipendentemente dall'attivazione della leva destra o sinistra del freno.

Frenare sempre lentamente e gradualmente.

Per innestare il freno di stazionamento tirare la leva del freno verso il manubrio e premere il pulsante caricato a molla (**Fig. 12**). Quando attivato correttamente, il pulsante dovrebbe rimanere in posizione premuta e bloccare la leva del freno.

Per rilasciare il freno di stazionamento tirare semplicemente la leva verso il manubrio (**Fig. 13**). Il pulsante di bloccaggio dovrebbe scattare automaticamente in posizione estratta.



## Ripiegare | Trasportare | Riporre

Per ripiegare il deambulatore allentare la levetta di bloccaggio sul manubrio (vedi il passo 3 della guida per il montaggio) e spingere di lato il meccanismo di bloccaggio (vedi il passo 2 della guida per il montaggio) fino al rilascio del manubrio. Ripiegare in basso il manubrio fino quando si troverà sotto l'imbottitura per il ginocchio.



## Pulizia | Manutenzione

- Pulire regolarmente a mano con un panno umido!
- Non impiegare detergenti aggressivi!
- Non utilizzare per la pulizia prodotti abrasivi!
- Non utilizzare detergenti ad alto tenore di cloro e aceto!
- Per la disinfezione si può impiegare uno spray disinfettante, quale ad es. Descosept AF o Bacillol AF
- Controllare regolarmente le viti e riprenderne eventualmente il serraggio!
- Il prodotto non deve essere sottoposto a lungo a temperature superiori a 60° C (ad es. nella sauna, ecc.)!
- In caso di difetti, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto!
- Controllare regolarmente lo stato degli pneumatici. Questi pneumatici sono del tipo "fail-safe", ossia non occorre controllarne la pressione, né gonfiarli. Tuttavia controllare sempre che gli pneumatici non presentino screpolature o altri danni.
- Per la fabbricazione del prodotto sono stati utilizzati materiali protetti dalla corrosione. Se tuttavia si riscontrano danni in termini di corrosione, il rollator a pedale non deve più essere utilizzato e occorre contattare immediatamente il rivenditore specializzato.

## Dati tecnici

Prodotto	NITRO GLIDE
Numero articolo	700500100
Altezza del corpo consigliata	1,40 - 2,00 m
Cerchio di rotazione	240 cm
Lunghezza complessiva	78 cm
Larghezza complessiva	40 cm   45 cm   50 cm
Altezza manopole	78 - 99 cm
Altezza della ginocchiera	42,5 - 57,5 cm
Lunghezza x larghezza della ginocchiera	34 x 17,5 cm
Ruota anteriore	250 x 40 mm
Ruota posteriore	190 x 40 mm
Ingombro chiuso	78 x 40 x 42,5 cm
Peso complessivo	10 kg
Portata max.	158 kg
Materiale della ginocchiera	PU
Materiale manopole	Plastica PVC
Materiale telaio	Alluminio, protetto dalla corrosione, verniciato a polvere




Lined area for notes





Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten  
Stand: 17.08.2023  
Version: MDR-1.1

Drive Medical GmbH & Co. KG  
Leutkircher Straße 44  
88316 Isny / Allgäu • Germany  
T +49 7562 9724 0  
[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)  
[info@drivemedical.de](mailto:info@drivemedical.de)